

WASSERWERTE MESSEN

Freies Chlor:

1. Probe entnehmen
2. „Zero Test“ Taste drücken
3. mit „Mode“- Taste auf **CL** einstellen
4. DPD 1 Tablette hinzufügen und zerdrücken ! **Tablette nicht berühren !**
5. Stampfer reinigen
6. „Zero Test“ Taste drücken
7. Ergebnis ca. 0.3-0.6

PH:

1. Probe entnehmen
2. „Zero Test“ Taste drücken
3. Phenol Red Tablette hinzufügen und zerdrücken ! **Tablette nicht berühren !**
4. Stampfer Reinigen
5. mit „Mode“ Taste auf **PH** einstellen
6. „Zero Test“ Taste drücken
7. Ergebnis ca. 7-7.4